

Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cxcr2/Il-8Rb () Per Citometria A Flusso - P35343

Numero articolo: CM0008746

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio anti-mouse CXCR2/IL-8RB validato per la citometria a flusso. Ideale per investigare la chemiotassi dei neutrofili, l'infiammazione e la guarigione delle ferite nei modelli murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Mouse CXCR2/IL-8RB mAb
Osservazioni/Alias	CD128; IL8RA; Il8rb; CDw128; Cmkar2; Gpcr16; IL-8Rh; IL-8rb; mIL-8RH
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	3579
Gene ID	12765
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-44 del mouse CXCR2/IL-8RB (NP_034039.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P35343
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio