

Anticorpo Monoclonale Anti-F4/80 Di Topo Prodotto Nel Ratto (Biotina) Per Citometria A Flusso - Q61549

Numero articolo: CM0012772

introduzione

Anticorpo monoclonale anti-F4/80 di topo prodotto nel ratto e coniugato con biotina, validato per la citometria a flusso. Specifico per F4/80 di topo (Adgre1), un marcatore dei macrofagi da 102 kDa ideale per il profiling delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb anti-F4/80 di topo prodotto nel ratto, coniugato con biotina
Note/Alias	Emr1; Ly71; F4/80; Gp480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Specie	Topo
ID gene (topo)	13733
ID gene (umano)	2015
Immunogeno	Proteina ricombinante di F4/80 di topo.
Origine	Ratto
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q61549
Peso della proteina	102 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico