

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-G-Csf Di Topo Per Wb, Elisa - P09920

Numero articolo: CM0007680

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro il fattore stimolante le colonie di granulociti (G-CSF) del topo. Adatto per Western blot ed ELISA. Per la ricerca sull'ematopoiesi e lo sviluppo dei granulociti. Reagisce con il G-CSF di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-G-CSF di topo
Note/Alias	Csfg; G-CSF; MGI-IG; G-CSF di topo
Specie	Topo
GenelD (Umano)	1440
GenelD	12985
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-208 del G-CSF di topo (NP_034101.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P09920
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio