

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mouse Gsdma - Gsdma

Numero articolo: CM0015854

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina Gsdma (Gasdermina A) del topo, generato contro una proteina ricombinante (aa 248-347). Validato per WB ed ELISA; presenta reattività crociata con il ratto. Per la ricerca sulla morte cellulare e l'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Gsdma Rabbit pAb
Note/Alias	Gsdm, Gsdm1, H312E, Gsdma1, Gsdma
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	284110
ID Gene (Topo)	57911
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 248-347 della Gsdma del topo (NP_067322.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Ratto
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio