


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mouse H2-Aa Per Wb E Elisa - P14434

Numero articolo: CM0023282



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting la catena alfa di classe II del MHC murino (H2-Aa), validato per WB e ELISA. Cross-reatta con l'essere umano. Utile per la ricerca immunologica sulla presentazione degli antigeni e l'immunità adattiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	H2-Aa Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Ia1, H2Aa, Ia-1, H-2Aa, Aalpha, IAalpha, I-Aalpha, H2-Aa
Specie	Mouse
GeneID	14960 (mouse)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 27-208 del mouse H2-Aa (NP_034508.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P14434
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio