

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mouse H2-Ab1 Per Wb - P06345

Numero articolo: CM0006308

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro H2-Ab1 di topo, validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Ideale per la ricerca immunologica e gli studi sulla MHC di classe II. 30kDa, cross-reattività con topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	H2-Ab1 Rabbit mAb
Note/Alias	IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; H2-Ab1
Specie	Mouse
GenelD (umano)	474382
GenelD	14961
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 31-219 di H2-Ab1 di topo (NP_996988.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Cross-reattività	Mouse
SWISS	P06345
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio