


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ifn-Beta Murino Per Wb Ed Elisa - P01575

Numero articolo: CM0012605



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'interferone beta murino (IFN-beta), validato per Western blot ed ELISA. Riconosce una citochina secreta fondamentale nella difesa antivirale, nella regolazione immunitaria e nella protezione neuronale. Adatto per la ricerca in immunologia e neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IFN-beta Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	lfb; IFNB; If1da1; IFN-beta
Specie	Mouse
ID Gene (Umano)	3456
ID Gene (Mouse)	15977
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-182 dell'IFN-beta murino (NP_034640.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P01575
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio