

## Anticorpo Monoclonale Anti-Igm Di Topo Per Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - P01872

Numero articolo: CM0009351



### introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio diretto contro la catena pesante costante mu dell'immunoglobulina di topo (P01872) per Western blot, IHC-paraffina, citometria a flusso ed ELISA. Validato su campioni di topo, riconosce IgM naturale e immune. Adatto per studi sull'immunità umorale e sulla ricerca sui linfociti B.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro                | Valore                                                                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto            | mAb Coniglio anti-IgM di Topo                                                                                              |
| Note/Alias               | Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M                                                                                               |
| Specie                   | Topo                                                                                                                       |
| Immunogeno               | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 105-454 di Ighm di topo (P01872). |
| Sorgente                 | Coniglio                                                                                                                   |
| Categoria                | Anticorpi Monoclonali                                                                                                      |
| Applicazione             | WB, IHC-P, FC, ELISA                                                                                                       |
| Reattività Incrociata    | Topo                                                                                                                       |
| SWISS                    | P01872                                                                                                                     |
| Peso Molecolare Proteina | 50kDa/53kD                                                                                                                 |
| Spedizione               | Sacca refrigerante                                                                                                         |