

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Igm Di Topo Per Wb, If, Ihc, Elisa - P01872

Numero articolo: CM0005416



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la regione costante (Fc) dell'IgM di topo. Validato per WB, IF, IHC, ELISA. Cross-reattività con ratto. Adatto per la ricerca sulle cellule B, la segnalazione BCR e gli studi sull'immunità umorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Mouse IgM Rabbit mAb
Specie	Mouse
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 105-454 di IgM di topo (P01872)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Mouse, Ratto
SWISS	P01872
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio