


Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse IL-12 P40 () Per Citometria A Flusso Intracellulare - P43432

Numero articolo: CM0005254



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro IL-12 p40 di topo, coniugato ad , validato per la citometria a flusso intracellulare. Ideale per lo studio di IL-12 nelle risposte delle cellule T, delle cellule NK e infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Mouse IL-12 p40 mAb
Note/Alias	p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	3593
Gene ID	16160
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-335 di IL-12 p40 di topo (NP_001290173.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	P43432
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio