


Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse IL-12 P40 Per Citometria A Flusso Intracellulare - P43432

Numero articolo: CM0005194



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia IL-12 p40 di topo, validato per citometria a flusso intracellulare. L'immunogeno ricombinante garantisce specificità per la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse IL-12 p40 mAb
Note/Alias	p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3593
GeneID	16160
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-335 di IL-12 p40 di topo (NP_001290173.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Topo
SWISS	P43432
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio