


Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse IL-33R/St2 () Per Citofluorimetria - P14719

Numero articolo: CM0004670



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato diretta contro IL-33R/ST2 di topo, validato per citofluorimetria. Ideale per la ricerca immunologica, la profilazione delle cellule immunitarie e gli studi su modelli di malattia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse IL-33R/ST2 mAb
Note/Alias	T1; St2; DER4; Ly84; ST2L; Fit-1; T1/ST2; St2-rs1
Specie	Topo
ID gene (Umano)	9173
ID gene (Topo)	17082
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-332 di IL-33R/ST2 di topo (NP_001020773.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P14719
Peso proteico	38kDa/65kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio