


Anticorpo Monoclonale Anti-IL-33R/St2 Di Topo Per Citometria A Flusso - P14719

Numero articolo: CM0012429



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro IL-33R/ST2 di topo e ottimizzato per la citometria a flusso. Adatto per lo studio della segnalazione di IL-33 nella ricerca sull'immunità innata e adattativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IL-33R/ST2 di topo
Note/alias	T1; St2; DER4; Ly84; ST2L; Fit-1; T1/ST2; St2-rs1
Specie	Topo
ID del gene (umano)	9173
ID del gene	17082
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-332 di IL-33R/ST2 di topo (NP_001020773.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P14719
Peso della proteina	38kDa/65kDa
Spedizione	Borsa refrigerante