

Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse IL1R1/Cd121A () Per Citometria A Flusso - P13504

Numero articolo: CM0005335

introduzione

mAb coniugato di coniglio anti-mouse IL1R1/CD121a, validato per la citometria a flusso. Svolge il targeting del recettore di tipo 1 dell'IL-1 murino (67kDa, SWISS P13504); adatto per la ricerca in immunologia e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse IL1R1/CD121a mAb
Osservazioni/Alias	IL-iR; CD121a; CD121b; IL-1R1; IL1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alpha
Specie	Mouse
GenelD (umano)	3554
GenelD	16177
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P13504
Peso Proteico	67kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio