

Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse IL4 (Apc) Per Fc - P07750

Numero articolo: CM0005762

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con APC di coniglio contro IL4 murino per citometria a flusso intracellulare. Rileva specificamente l'IL4 murina, una citochina Th2 che regola l'attivazione delle cellule B, il cambio di classe IgE e lo sviluppo delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APC Coniglio anti-Mouse IL4 mAb
Osservazioni/Alias	IL-4; BSF-1
Specie	Mouse
ID Gene (Umano)	3565
ID Gene	16189
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-140 dell'IL4 murina (NP_067258.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	P07750
Peso Proteico	16 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio