

Anticorpo Monoclonale Anti-Integrina Alfa 1/Cd49A Di Topo () Per Citometria A Flusso - Q3V3R4

Numero articolo: CM0004661

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato diretto contro l'integrina alfa 1/CD49a di topo per applicazioni in citometria a flusso. Validato su campioni di topo. Peso molecolare previsto 130 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb Rabbit anti-Mouse Integrin alpha 1/CD49a
Note/Alias	Vla1; CD49A; E130012M19Rik
Specie	Topo
GenelD (Umano)	3672
GenelD	109700
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-1141 dell'integrina alfa 1/CD49a di topo (NP_001028400.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Topo
SWISS	Q3V3R4
Peso Proteico	130kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio