

Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Ki67 () Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - E9Pvx6

Numero articolo: CM0009789

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che targeting del Ki67 murino, un marcatore di proliferazione. Validato per la citometria a flusso intracellulare in campioni di topo. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sulla proliferazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Mouse Ki67 mAb
Osservazioni/Alias	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
Specie	Mouse
GenelD (Umano)	4288
GenelD	17345
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1816-2163 del Ki67 murino (NP_001074586.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività incrociata	Mouse
SWISS	E9PVX6
Peso proteico	351kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio