

Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Ly-6A/E (Sca-1) Per Fc - P05533

Numero articolo: CM0008116

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-mouse Ly-6A/E (Sca-1) () validato per citometria a flusso. Mira a una proteina ancorata a GPI coinvolta nell'attivazione delle cellule T. Adatto per la ricerca immunologica sui topi e per studi sulle cellule staminali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-Mouse Ly-6A/E (Sca-1)
Note/Alias	Ly-6A.2, Ly-6A/E, Ly-6E.1, Sca-1, Sca1, TAP
Specie	Mouse
GeneID	110454
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-111 del Ly-6A/E (Sca-1) del mouse (NP_034868.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P05533
Peso Proteico	114kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio