

Anticorpo Monoclonale Anti-Topo Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) () Per Fc - P35461 / P0Cw02

Numero articolo: CM0009203

introduzione

Anticorpo monoclonale di ratto coniugato diretto contro Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) di topo per la citometria a flusso. Consente l'identificazione affidabile di granulociti, monociti e soppressori di derivazione mieloide nella ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di ratto anti-Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) di topo
Note/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	8600
ID Gene	546644/17067
Immunogeno	Proteina ricombinante di Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) di topo.
Sorgente	Ratto
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P35461/P0CW02
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio