


## Anticorpo Monoclonale Anti-Mhc Di Classe Ii Murino (I-A/I-E) Per Citometria A Flusso - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Numero articolo: CM0010241



### introduzione

Anticorpo monoclonale ratto anti-MHC di classe II murino (I-A/I-E) coniugato con , validato per la citometria a flusso. Ideale per la fenotipizzazione delle cellule immunitarie, l'analisi di istocompatibilità e la ricerca e sviluppo diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto     | mAb ratto anti-MHC di classe II murino (I-A/I-E)                                                                                                                             |
| Osservazioni/Alias    | Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb;IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha |
| Specie                | Topo                                                                                                                                                                         |
| Gene ID               | 14969 / 14961 / 381091 / 14960                                                                                                                                               |
| Immunogeno            | Proteina ricombinante di MHC di classe II murino (I-A/I-E)                                                                                                                   |
| Fonte                 | Ratto                                                                                                                                                                        |
| Categoria             | Anticorpi monoclonali                                                                                                                                                        |
| Applicazione          | Citometria a flusso (FC)                                                                                                                                                     |
| Reattività incrociata | Topo                                                                                                                                                                         |
| SWISS                 | P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435                                                                                                                                            |
| Peso proteico         | 26kDa / 30kDa / 32kDa                                                                                                                                                        |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                                           |