

Anticorpo Monoclonale Anti-Pd-L2/Cd273/B7-Dc Di Topo () Per Citometria A Flusso - Q9Wul5

Numero articolo: CM0009971



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PD-L2 (CD273/B7-DC) di topo, coniugato con per citometria a flusso. Riconosce un ligando del checkpoint immunitario che inibisce la proliferazione dei linfociti T tramite legame a PD-1. Ideale per la ricerca di immunologia murina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Mouse PD-L2/CD273/B7-DC
Note/Alias	Btdc; B7-DC; PD-L2; F730015022Rik
Specie	Topo
ID gene (Umano)	80380
ID gene	58205
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9WUL5
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio