

Anticorpo Policlonale Anti-Fattore Di Crescita Placentare Murino (Plgf) Per Wb Ed Elisa - P49764

Numero articolo: CM0018882

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il fattore di crescita placentare murino (PIGF). Validato per WB ed ELISA, adatto per studi sull'angiogenesi e sulla crescita delle cellule endoteliali. Reagisce specificamente con il PIGF murino.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-PIGF murino
Note/Alias	PIGF; Plgf; PIGF murino
Specie	Topo
ID gene	18654
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-158 del PIGF murino (NP_032853.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P49764
Peso della proteina	17 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante