

Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Podoplanina Per Fc - Q62011

Numero articolo: CM0011113



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE contro la Podoplanina (Gp38/T1alpha) di topo, validato per citometria a flusso. Rileva specificamente la Podoplanina di topo, utile per la ricerca sul cancro e sul sistema linfatico. SWISS: Q62011.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PE Rabbit anti-Mouse Podoplanin mAb
Note/Alias	E11; T1a; Gp38; OTS-8; T1alpha; RANDOM-2; T1-alpha
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	10630
GeneID	14726
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-133 della Podoplanina di topo (NP_034359.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q62011
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio