

Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Siglec5/Siglec-F () Per Fc - Q920G3

Numero articolo: CM0009604

introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit anti-mouse Siglec5 (Siglec-F) coniugato con per citometria a flusso. Rileva la lectina legante l'acido sialico nel topo; adatto per l'identificazione di cellule della linea mieloide nel midollo osseo e nel sangue.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse Siglec5 mAb
Note/Alias	Siglec5; mSiglec-F
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	8778
GeneID	233186
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-437 di Siglec5 di topo (NP_663556.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q920G3
Peso proteico	61 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio