

Anticorpo Monoclonale Anti-Tcr γ/δ Di Topo - Tcr γ/δ

Numero articolo: CM0007809

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con , prodotto nel criceto armeno, anti-TCR γ/δ di topo, validato per la citometria a flusso. Rileva le cellule T TCR $\gamma/\delta+$ di topo. Immunogeno ricombinante, specifico per il topo. Ideale per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb anti-TCR γ/δ di topo
Note/alias	Tcrdelta; TCRGV1S1; TCRGV2S1; TCRGV3S1; TCRGV5S3
Specie	Topo
ID gene	110066/110067
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Criceto armeno
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
Spedizione	Borsa refrigerante