

Anticorpo Policlonale Anti-Mouse Ythdc1 Per Wb - E9Q5K9

Numero articolo: CM0024134

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il mouse Ythdc1, validato in WB ed ELISA. Bersaglia gli amminoacidi 597-736. Adatto per la ricerca sul legame dell'RNA m6A e sullo splicing alternativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Mouse Ythdc1 Rabbit pAb
Note/Alias	mKIAA1966; A730098D12Rik; Mouse Ythdc1
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	91746
GeneID (Mouse)	231386
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 597-736 del mouse Ythdc1 (NP_808348.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	E9Q5K9
Peso Proteico	85kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio