

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Zfp541 Di Topo - Zfp541

Numero articolo: CM0015222

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia Zfp541 di topo, adatto per WB e ELISA. Rileva Zfp541 di topo e ratto. Immunogeno: proteina ricombinante (aa 1-300). Peso molecolare previsto: 141kDa/148kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Zfp541 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	Znf541; EG666528; Zfp541
Specie	Topo
ID gene (Uomo)	84215
ID gene (Topo)	666528
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-300 di Zfp541 di topo (NP_001092747.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
Peso proteico	141kDa/148kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio