

## Anticorpo Monoclonale Anti-Topo/Ratto Cd31/Pecam1 ( ) Per Citometria A Flusso - Q08481

Numero articolo: CM0009463

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad contro CD31/PECAM1 di topo/ratto. Validato per citometria a flusso, ideale per la ricerca sulla migrazione transendoteliale dei leucociti, sull'adesione delle cellule endoteliali e sulla biologia vascolare. Riconosce le specie di topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro                | Valore                                                                                                                                                   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto            | Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Topo/Ratto CD31/PECAM1                                                                                            |
| Osservazioni/Alias       | Cd31; Pecam; PECAM-1                                                                                                                                     |
| Specie                   | Topo                                                                                                                                                     |
| GeneID (umano)           | 5175                                                                                                                                                     |
| GeneID                   | 18613                                                                                                                                                    |
| Immunogeno               | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-220 del CD31 di topo (NP_001292086.1). |
| Sorgente                 | Coniglio                                                                                                                                                 |
| Categoria                | Anticorpi Monoclonali                                                                                                                                    |
| Applicazione             | FC                                                                                                                                                       |
| Reattività Incrociata    | Topo, Ratto                                                                                                                                              |
| SWISS                    | Q08481                                                                                                                                                   |
| Peso Molecolare Proteico | 69kDa/77kDa/80kDa/81kDa                                                                                                                                  |
| Spedizione               | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                                    |