

Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse/Rat Cd90.1 Per Citometria A Flusso - P01831

Numero articolo: CM0010957

introduzione

Anticorpo monoclonale di topo coniugato con specifico per la glicoproteina di membrana CD90.1 (Thy-1) di topo/ratto. Validato per la citometria a flusso (FC). Riconosce il bersaglio ancorato al GPI coinvolto nelle interazioni cellula-cellula. Ideale per l'immunofenotipizzazione e la ricerca neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Mouse anti-Mouse/Rat CD90.1 mAb
Osservazioni/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Specie	Topo
GeneID (Umano)	7070
GeneID	21838
Immunogeno	Proteina ricombinante di topo/ratto CD90.1
Fonte	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P01831
Spedizione	Borsa del ghiaccio