

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mov10 Per Wb, Elisa - Q9Hce1

Numero articolo: CM0012377

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'elicasi dell'RNA MOV10; validato per WB ed ELISA; rileva MOV10 umano, murino e di ratto; per studi sull'immunità antivirale, la retrotrasposizione e il silenziamento mediato dai microRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MOV10 Rabbit mAb
Note/Alias	gb110; fSAP113; MOV10
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	4343
GeneID	4343
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9HCE1
Peso della proteina	114 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante