


Anticorpo Policlonale Anti-Mpc2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - 095563

Numero articolo: CM0020155



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-MPC2 (alias BRP44, SLC54A2) per WB, IHC-P, ELISA. Il trasportatore mitocondriale del piruvato 2 media l'assorbimento del piruvato, mantenendo l'equilibrio tra glicolisi e fosforilazione ossidativa. Reagisce anche con campioni di topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MPC2 Rabbit pAb
Note/Alias	BRP44; SLC54A2; MPC2
Specie	Umano
GeneID (umano)	25874
GeneID	25874
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-60 di MPC2 umano (NP_056230.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	095563
Peso della proteina	14 kDa
Spedizione	Ghiaccio