


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mpdz Per Wb, Elisa - 075970

Numero articolo: CM0017927



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina MPDZ (multiple PDZ domain protein / MPDZ/MUPP1), validato per WB e ELISA.

Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla plasticità sinaptica e le giunzioni strette.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MPDZ Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	HYC2; MUPP1; MPDZ
Specie	Uomo
GeneID	8777
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1100-1380 della MPDZ umana (NP_003820.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	075970
Peso proteico	222kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio