


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mpg (Validato Ko) Per Wb, Elisa - P29372

Numero articolo: CM0024197



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato contro MPG (AAG), una DNA-3-metiladenina glicosilasi coinvolta nella riparazione per escissione di basi. Adatto per WB, ELISA con reattività crociata verso uomo, topo, ratto - P29372.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] MPG Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	AAG; MDG; ADPG; APNG; Mid1; anpg; PIG11; PIG16; CRA36.1; PG
Specie	Uomo
ID gene	4350
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-293 della MPG umana (NP_001015052.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P29372
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio