

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mpi Per Wb, Elisa - P34949

Numero articolo: CM0026128

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro MPI umano, validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studiare la glicosilazione e i disturbi congeniti della glicosilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MPI Rabbit pAb
Note/Alias	PMI; PMI1; CDG1B; MPI
Specie	Umano
GenelD (Umano)	4351
GenelD	4351
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-423 di MPI umano (NP_002426.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P34949
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio