


Anticorpo Policlonale Anti-Mpp1 Per Wb, Elisa - Q00013

Numero articolo: CM0028371



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato a MPP1 (proteina della membrana eritrocitaria da 55 kDa). Adatto per WB ed ELISA, con reattività crociata verso umano e topo. Ideale per la ricerca sulla polarità dei neutrofili e sulla funzione delle proteine di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MPP1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MRG1, PEMP, AAG12, EMP55, DXS552E, MPP1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4354
Gene ID	4354
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di MPP1 umano (NP_002427.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q00013
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio