

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Mpp6 Per Wb E Elisa - Q9Nzw5

Numero articolo: CM0014335

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit targeting MPP6 (PALS2, VAM1) per applicazioni WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, mouse e ratto. Proteina di membrana da 61kDa coinvolta nell'attività di scaffolding alle giunzioni cellulari. Ideale per la ricerca in neuroscienza e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MPP6 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MPP6; VAM1; p55T; VAM-1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	51678
GeneID	51678
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 220-420 della MPP6 umana (NP_057531.2).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Mouse, Ratto
SWISS	Q9NZW5
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio