

Anticorpo Policlonale Anti-Mpzl1 Per Wb, Elisa - 095297

Numero articolo: CM0013095



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MPZL1 umano (PZR), validato per Western blot e ELISA. Rileva il recettore di superficie cellulare di 29 kDa coinvolto nella segnalazione ConA e nella motilità mediata dalle integrine, con reattività crociata verso topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MPZL1 Rabbit pAb
Note/Alias	PZR; PZRα; PZRβ; PZR1b; MPZL1b; MPZL1
Specie	Umano
GeneID	9019
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 195-269 di MPZL1 umano (NP_003944.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	095297
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio