

Anticorpo Monoclonale Anti-Mras Di Coniglio Per Wb, Elisa - O14807

Numero articolo: CM0003853



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio mirato alla Mras umana (R-Ras3), prodotto utilizzando un peptide sintetico (aa 109-208). Validato per WB ed ELISA, presenta reattività crociata con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione Ras-MAPK nella ricerca oncologica e neuroscientifica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Mras Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	NS11; M-RAS; RAS3; R-RAS3; Mras
Specie	Umano
ID Gene	22808
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 109-208 della Mras umana (O14807)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O14807
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio