

Anticorpo Policlonale Anti-Mrc2 Per Wb, Elisa - Q9Ubg0

Numero articolo: CM0028544



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MRC2 umano (CD280, UPARAP, ENDO180), convalidato per WB e ELISA. Rileva MRC2 endogena a ~167 kDa in campioni umani e di topo. Ideale per la ricerca sul cancro e sul rimodellamento del collagene.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MRC2 Rabbit pAb
Note / Alias	CD280; UPARAP; CLEC13E; ENDO180; MRC2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	9902
GeneID	9902
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-300 di MRC2 umano (NP_006030.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9UBG0
Peso proteico	167 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio