


Anticorpo Policlonale Anti-Mre11 Per Wb, Ip, Elisa - P49959

Numero articolo: CM0018165



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-MRE11 validato per WB, IP, ELISA. Rileva MRE11 endogeno in campioni umani e di ratto. Ha come bersaglio la proteina MRE11 coinvolta nella riparazione delle rotture a doppio filamento, un componente chiave del complesso MRN, essenziale per la risposta al danno del DNA e la stabilità genomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MRE11 Rabbit pAb
Note/Alias	ATLD; HNGS1; MRE11A; MRE11B; MRE11
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	4361
GeneID	4361
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 290-485 di MRE11 umano (NP_005582.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, ratto
SWISS	P49959
Peso della proteina	81 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante