

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mre11 Per Wb, Elisa, Chip - P49959

Numero articolo: CM0005448

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro MRE11 umano (P49959), validato per WB, ELISA e ChIP. Reagisce con esseri umani e topi. Fondamentale per la ricerca sulla riparazione delle rotture doppio filamento del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MRE11 Rabbit mAb
Note / Alias	ATLD; HNGS1; MRE11A; MRE11B; MRE11
Specie	Umano
ID gene (Umano)	4361
ID gene	4361
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 400-500 di MRE11 umano (P49959).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA, ChIP
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P49959
Peso proteico	81kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio