


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mre11 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P49959

Numero articolo: CM0024673



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MRE11 umano, validato per WB, IHC-P e ELISA. Rileva MRE11 (81 kDa) in campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sulla riparazione del DNA e sui telomeri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MRE11 Rabbit pAb
Note/Alias	ATLD; HNGS1; MRE11A; MRE11B; MRE11
Specie	Umana
GeneID (Umana)	4361
GeneID	4361
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-302 di MRE11 umano (NP_005582.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	P49959
Peso proteico	81kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio