

Anticorpo Policlonale Anti-Mrfap1 Per Wb Ed Elisa - Q9Y605

Numero articolo: CM0028589

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato alla proteina MRFAP1 umana (proteina associata alla famiglia MORF4), validato per Western blot ed ELISA. Immunogeno ricombinante; peso molecolare 15 kDa. Adatto per la ricerca sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MRFAP1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PGR1, PAM14, MRFAP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	93621
GeneID	93621
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-127 di MRFAP1 umana (NP_150638.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9Y605
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio