

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mrgprx1 Per Wb Ed Elisa - Q96Lb2

Numero articolo: CM0016201



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-MRGPRX1 validato per WB ed ELISA. Rileva MRGPRX1 umano (36 kDa) e presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sui meccanismi del prurito e del dolore.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MRGPRX1 pAb di coniglio
Note/alias	GPCR, MGRG2, MRGX1, SNSR4, MRGPRX1
Specie	Umano
ID gene	259249 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 263-322 di MRGPRX1 umano (NP_671732.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q96LB2
Peso della proteina	36 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante