

Anticorpo Policlonale Anti-Mri1 Per Wb & Elisa - Q9Bv20

Numero articolo: CM0014314



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Mri1 umano (M1Pi/MTNA/MRDI) per Western blotting e ELISA. Rileva una banda di ~39 kDa; cross-reagisce con topo e ratto. Adatto per studi sul metabolismo della metionina e sull'invasione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Mri1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	M1Pi; MRDI; MTNA; Ypr118w; Mri1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84245
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-369 di Mri1 umano (NP_001026897.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BV20
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio