


## Anticorpo Policlonale Anti-Mrm3 Per Wb, Elisa - Q9Hc36

Numero articolo: CM0027873



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato all'MRM3 umano (rRNA metiltransferasi 3, mitocondriale), progettato per applicazioni di Western blot e ELISA. Utile per lo studio della metilazione dell'rRNA mitocondriale e delle relative vie regolatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | pAb Coniglio MRM3                                                                                                            |
| Note/Alias            | RMTL1; RNMTL1; MRM3                                                                                                          |
| Specie                | Umano                                                                                                                        |
| GeneID (Umano)        | 55178                                                                                                                        |
| GeneID                | 55178                                                                                                                        |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-420 dell'MRM3 umano (NP_060616.1) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                        |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Reattività Incrociata | Umano                                                                                                                        |
| SWISS                 | Q9HC36                                                                                                                       |
| Peso Proteico         | 47kDa                                                                                                                        |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                            |