

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mrp1/Abcc1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P33527

Numero articolo: CM0004809



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce l'MRP1/ABCC1 umano (Proteina 1 associata alla resistenza multipla ai farmaci), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Peso molecolare: 172 kDa. Solo per uso nella ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio anti-MRP1/ABCC1
Note/Alias	MRP; ABCC; GS-X; MRP1; ABC29; DFNA77; MRP1/ABCC1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4363
GeneID	4363
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 210-304 dell'MRP1/ABCC1 umano (NP_004987.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P33527
Peso Proteico	172kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio