


Anticorpo Policlonale Anti-Mrp1/Abcc1 Di Coniglio Per Wb, Elisa - P33527

Numero articolo: CM0013791



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega alla MRP1/ABCC1 umana, una proteina associata alla resistenza multifarmacologica di 172 kDa. Validato per WB ed ELISA. Ideale per lo studio della resistenza ai farmaci e della funzione dei trasportatori ABC.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MRP1/ABCC1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MRP, ABCC, GS-X, MRP1, ABC29, DFNA77, MRP1/ABCC1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4363
GeneID	4363
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 850-960 della MRP1/ABCC1 umana (NP_004987.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P33527
Peso proteico	172kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio