


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mrp1/Abcc1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P33527

Numero articolo: CM0031092



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce MRP1/ABCC1 umano (172 kDa, P33527). Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con MRP1 di topo e ratto. Adatto per studi sulla resistenza multidrug e sul trasporto proteico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MRP1/ABCC1 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	MRP; ABCC; GS-X; MRP1; ABC29; DFNA77; MRP1/ABCC1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4363
ID gene	4363
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 850-960 di MRP1/ABCC1 umano (NP_004987.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P33527
Peso proteico	172kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio