


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mrp2/Abcc2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q92887

Numero articolo: CM0027080



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità che bersaglia MRP2/ABCC2 umano. Validato per WB, IF/ICC e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sulla resistenza multidrug e sul trasporto epatobiliare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MRP2/ABCC2 Rabbit pAb
Note/Alias	DJS; MRP2; cMRP; ABC30; CMOAT; MRP2/ABCC2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1244
ID gene	1244
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 180-315 di MRP2/ABCC2 umano (NP_000383.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q92887
Peso proteico	174 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio